

HIGIENE DE INALADORES E ESPAÇADORES

Como fazer a lavagem?

- Inicialmente remover a sujeira;
- Lavar com água e sabão neutro;
- Realizar a lavagem após cada tratamento.



Imergir em água fervente por 5 minutos

ou

Colocar na máquina de lavar louça a 70 graus por 30 minutos

ou

Colocar no microondas em vasilha com água por 5 minutos

ou

Imergir em álcool por 5 minutos (deixar secar **TOTALMENTE** antes de usar novamente o dispositivo)

ou

Imergir em água oxigenada 3% por 30 minutos

VINAGRE E HIPOCLORITO NÃO SÃO RECOMENDADOS!

